



# 白米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
H140305.1	○	検出せず	4.7	平成26年3月7日(金)	平成25年産玄米
H140305.2	○	検出せず	5.0	平成26年3月7日(金)	平成25年産玄米
H140305.3	○	検出せず	4.7	平成26年3月7日(金)	平成25年産玄米
H140305.4	○	検出せず	4.7	平成26年3月7日(金)	平成25年産玄米
H140305.5	○	検出せず	5.0	平成26年3月7日(金)	平成25年産玄米
H140311.1	○	検出せず	4.8	平成26年3月14日(金)	平成25年産玄米
H140311.2	○	検出せず	5.0	平成26年3月14日(金)	平成25年産玄米
H140312.3	○	検出せず	4.8	平成26年3月14日(金)	平成25年産玄米
H140312.4	○	検出せず	5.0	平成26年3月14日(金)	平成25年産玄米
H140317.1	○	検出せず	4.7	平成26年3月18日(火)	平成25年産玄米
H140317.2	○	検出せず	5.0	平成26年3月18日(火)	平成25年産玄米
H140318.3	○	検出せず	4.7	平成26年3月18日(火)	平成25年産玄米